Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет»

Факультет Электроники и Вычислительной техники Направление (специальность) 010700.62-физика Кафедра Физика Дисциплина Вакуумная и газоразрядная электроника

Утверждаю		
Зав. кафедрой		
«»	20	_г.

## ЗАДАНИЕ на курсовую работу (проект)

Студент Слоква Виктория Игоревна  $\frac{\text{Слоква Виктория Игоревна}}{\text{(фамилия, имя, отчество)}}$  Группа  $\Phi$ -469

- 1. Тема: «Модернизация лабораторного макета: Исследование статических характеристик триода»
  Утверждена приказом от «24» октября 2013 г. №1569-ст
- 2. Срок предоставления работы (проекта) к защите «24» декабря 2013 г.
- 3. Содержание расчетно-пояснительной записки: Работа состоит из методического пособия из 6 частей:
  - 1) основные сведения;
  - 2) электроника триода;
  - 3) режим токоперехвата;
  - 4) режим возврата электронов;
  - 5) описание экспериментальной установки;
  - 6) методика проведения эксперимента.

4. Перечень графического мат	· гериала:	
5. Дата выдачи задания « <u>27</u> »	<u>сентября</u> 20 <u>13</u> г.	
Руководитель работы (проекта) _		
Задание принял к исполнению _	подпись, дата	инициалы и фамилия
	подпись, дата	инициалы и фамилия

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет»

Факультет <u>Электроники и Вычислительной техники</u> Кафедра Физика

# пояснительная записка

к курсовой работе (проекту)

по дисциплине <u>Вакуумная и газоразрядная электроника</u> на тему <u>«Модернизация лабораторного макета: Исследование статических характеристик триода»</u>

Студент Слоква Виктория	Игоревна	
(фамилия, имя, от	гчество)	
Группа <u>Ф-469</u>		
Руководитель работы (проекта)	подпись и дата подписания	
	подпись и дата подписания	инициалы и фамилия
Члены комиссии:		
подпись и дата подписания	инициалы и фамилия	
подпись и дата подписания	инициалы и фамилия	-
подпись и дата подписания	инициалы и фамилия	
Нормоконтролер	лата полписания	нипиалы и фамилия

Волгоград, 2013г.

## Содержание

1.	Соде	ержани	не работы	4
	1.1.	Основ	ные сведения	4
	1.2.	Электр	роника триода	6
		1.2.1.	Режим токоперехвата	7
		1.2.2.	Режим возврата электронов	8
2.	Опи	сание	экспериментальной установки	11
3.	Мет	одика	проведения эксперимента	12

#### 1. Содержание работы

#### 1.1. Основные сведения

Триод является вакуумным электронным прибором, отличающимся от диода наличием третьего электрода, расположенного между катодом и анодом и называемого управляющей сеткой или просто сеткой.

На рисунке 1 показаны распространенные конструкции электродов триода.




Рисунок 1. Конструкция электродов триода

Действие управляющей сетки заключается в том, что она регулирует распределение пространственного заряда между катодом и анодом и, таким образом, управляет потоком электронов внутри лампы, то есть анодным током. Вследствие того, что сетка не является сплошной, она свободно пропускает электроны, летящие к аноду. С другой стороны, она формирует структуру поля, причем резко ослабляется влияние изменения анодного напряжения на поле вблизи катода — экранирует катод от анода и ослабляет действие анода на электроны, вылетающие с катода.

Напряжением на сетке или сеточным напряжением называют разность потенциалов между сеткой и катодом, то есть потенциал сетки относительно катода. В лампах с катодом прямого накала все напряжения отсчитывают относительного отрицательного конца катода.

На рисунке 2 показано распределение поля в триоде при различных величинах напряжения на сетке и фиксированном анодном напряжении. Видно, что сетка задерживает большую часть поля. Чем гуще сетка, тем сильнее экранирует она катод от влияния анода. Вследствие этого и отчасти потому, что сетка расположена ближе к катоду, чем к аноду, небольшие изменения потенциала на сетке оказывают гораздо более сильное действие на анодный ток, чем значительные изменения потенциала на аноде.




Рисунок 2. Распределение электростатического потенциала плоского триода при различных потенциалах сетки и одинаковом анодном напряжении

При небольшом отрицательном напряжении сетка отталкивает электроны, но часть их все же пролетает в ее просветы благодаря притяжению анода. Однако можно увеличить отрицательное напряжение настолько, что она будет отталкивать все электроны и анодный ток прекратится. Лампа будет заперта.

В этом случае условие прекращение анодного тока соответствует равенству

$$U_C = -DU_A, (1)$$

где D – проницаемость сетки, пропорциональная отношению диаметра сетки к периоду ее намотки,  $U_C$  – напряжение на сетке,  $U_A$  – напряжение на аноде.

При увеличении напряжения на сетке (но при условии, что  $U_C < 0$ ) анодный ток совпадает по величине с катодным и растет по закону Ленгмюра (3).

В результате характер изменения анодного тока в триоде может быть описан двумя характеристиками: анодно-сеточной, когда при фиксированном анодном напряжении изменяется напряжение на сетке (рис. 3), и анодной, когда напряжение на сетке остается постоянным, но варьируется величина напряжения на аноде (рис. 4). Обе характеристики взаимосвязаны — и по семейству анодно-сеточных характеристик легко построить анодную.




Рисунок 3. Семейство анодно-сеточных характеристик триода




Рисунок 4. Семейство анодных характеристик триода

## 1.2. Электроника триода

В общем случае анализ электроники триода основан на формуле для действующего потенциала сетки:

$$U_D = \sigma(U_C + DU_A), \tag{2}$$

где  $\sigma$  – параметр, который носит название остроты управления и равный приблизительно величине  $\sigma \approx 1/(1+D)$ .

Прохождение анодного тока через триод можно описать, введя представление эквивалентного диода, то есть такого диода, у которого плоскость анода совпадает с плоскостью сетки в триоде. В этом

случае катодный ток подчиняется классическому закону Ленгмюра:

$$I_k = P(U_C + DU_A)^{3/2}, (3)$$

где P – первеанс триода, зависящий от геометрических размеров триод.

Введем коэффициент токопрохождения  $s=I_a/I_k$  и коэффициент токораспределения  $k=I_a/I_c$ . Оба эти коэффициента равнозначны, но чаще используют коэффициент s, зная который легко определяются величины всех токов:

$$I_a = sI_k;$$
  $I_c = (1-s)I_k;$   $\frac{s}{k} = 1-s.$ 

Выделяют два режима работы триода:

- режим токоперехвата (при  $U_A > U_D$ );
- режим возврата электронов (при  $U_A < U_D$ ).

#### 1.2.1. Режим токоперехвата

В данном режиме ток сетки будет определяться только теми электронами, которые будут перехватываться сеткой при их непосредственном движении от катода к аноду.




Рисунок 5. Режим токоперехвата

Предположим, что эмиссия электронов с катода равномерна и прямолинейна. Тогда коэффициент токопрохождения будет определяться отношением площади катода, не находящейся под поверхно-

стью сетки, к полной площади катода (рис. 5а):

$$s_0 = \frac{L_{\text{He под сеткой}}}{L} = \frac{L - 2R_c}{L} = 1 - \frac{2R_c}{L}.$$
 (4)

В зависимости от знака напряжения на сетке  $U_C$  может наблюдаться два случая: при  $U_C < 0$  коэффициент токопрохождения s будет больше  $s_0$ , а при  $U_C > 0$  — меньше  $s_0$ .

Рассмотрим второй случай.

Пускай электрон вылетает на некотором расстоянии  $R_{9\varphi}$  от центра элемента сетки (рис. 5б).

По закону сохранения момента импульса (при нулевой начальной скорости электрона):

$$mv_dR_{\ni \phi} = mv_cR_c.$$

Выразим скорости из закона сохранения энергии:

$$\frac{mv_d^2}{2} = eU_D, \quad \frac{mv_c^2}{2} = eU_C; \quad \Rightarrow \quad v_d = \sqrt{\frac{2e}{m}U_D}, \quad v_c = \sqrt{\frac{2e}{m}U_C}.$$

Тогда  $R_{
m 9 \phi} = R_c \cdot \sqrt{U_C/U_D}$ . Подставляя в (4)  $R_{
m 9 \phi}$  вместо  $R_c$ , получим

$$s = 1 - \frac{2R_{9\phi}}{L} = 1 - \frac{2R_c}{L} \sqrt{\frac{U_C}{U_D}}.$$
 (5)

Из формулы (2) следует, что  $U_C = U_D/\sigma - DU_A$ ; подставим в (5):

$$s = 1 - \frac{2R_c}{L} \sqrt{\frac{U_D}{\sigma U_D} - \frac{DU_A}{U_D}} = 1 - \frac{2R_c}{L} \sqrt{\frac{1}{\sigma} - D\frac{U_A}{U_D}}.$$

## 1.2.2. Режим возврата электронов

Режим возврата электронов возникает, когда между сеткой и анодом действует тормозящее поле, возвращающее часть электронов обратно к сетке.

Представим траекторию электрона в виде ломаной кривой (рис. 6).




Рисунок 6. Режим возврата электронов

У крайнего электрона перпендикулярная аноду составляющая скорости равна нулю, пройдя область сетки он вылетает под углом  $\alpha_{\rm kp}$ :

$$e(U_D - U_A) = \frac{m(v_d \cos \alpha_{\rm KP})^2}{2}.$$

Так как  $eU_D=mv_d^2/2$ , то  $\sin lpha_{\rm KP}=\sqrt{U_A/U_D}$  .

Анода будут достигать те электроны, которые вылетают под углом  $\alpha < \alpha_{\rm kp}.$ 

Действие сетки на электрон аналогично действию рассеивающей линзы-диафрагмы, оптическая сила которой:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{4\sqrt{U_0}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{U_0''}{\sqrt{U_0}} dz.$$

Считая, что  $U_0'' \neq 0$  только при z=0, то  $U_0=U_D$  и

$$rac{1}{f}=rac{1}{4U_D}\int\limits_{-\infty}^{\infty}U_0''\,dz=rac{1}{4U_D}\left(rac{U_A-U_D}{d_{ ext{ca}}}-rac{U_D}{d_{ ext{KC}}}
ight).$$

Тогда фокусное расстояние:

$$f = 4U_D \frac{d_{\rm ca} d_{\rm KC}}{d_{\rm KC} (U_A - U_D) - d_{\rm ca} U_D} = 4U_D \frac{d_{\rm ca} d_{\rm KC}}{d_{\rm KC} U_A - d_{\rm Ka} U_D},$$

где  $d_{\rm Ka} = d_{\rm KC} + d_{\rm Ca}$  – расстояние от катода до анода.

Так как  $d_{\rm KC} \ll d_{\rm Ka}$ , то

$$f \approx -4U_D \frac{d_{\rm ca} d_{\rm KC}}{d_{\rm Ka} U_D} = -4 \frac{d_{\rm ca} d_{\rm KC}}{d_{\rm Ka}}.$$

Тогда  $\lg \alpha_{\rm kp} = y_{\rm kp}/f$ , а так как  $\alpha_{\rm kp}$  мало, то  $\lg \alpha_{\rm kp} \sim \sin \alpha_{\rm kp}$ . Получаем, что

$$y_{ ext{\tiny KP}} = f \sin lpha_{ ext{\tiny KP}} = f \sqrt{rac{U_A}{U_D}} = 4 rac{d_{ ext{\tiny Ca}} d_{ ext{\tiny KC}}}{d_{ ext{\tiny KA}}} \sqrt{rac{U_A}{U_D}}.$$

Таким образом, коэффициент токопрохождения, аналогично (4):

На рисунке 7 приведена типичная кривая токораспределения (без учета начальных скоростей электронов и полей пространственного заряда).




Рисунок 7. Кривая токораспределения в плоском триоде I – область возврата электронов; II – область токоперехвата

## 2. Описание экспериментальной установки

На рисунке 8 приведен внешний вид экспериментальной установки по изучению статических характеристик триода.



Рисунок 8. Внешний вид экспериментальной установки




Рисунок 9. Принципиальная электрическая схема установки

- 1. Вольтметр.
- 2. Амперметр.
- 3. Регулятор сеточного напряжения.
- 4. Регулятор анодного напряжения.
- 5. Переключатель измеряемого напряжения.
- 6. Выключатель сетевого напряжения.

Принципиальная схема экспериментальной установки представлена на рисунке 9.

## 3. Методика проведения эксперимента

- 4.1. Включив сеть, дать прибору прогреться не менее 3 мин.
- 4.2. Переключатель 5 должен находиться в положении « $U_A$ », а регулятор 3 должен быть повернут вправо до упора.
- 4.3. Подать на анод максимально возможное напряжение регулятором 4 ( $U_{a_m} \sim 40$  В). Зафиксировать значение анодного тока.
- 4.4. Переключив тумблер 5 в положение « $U_C$ », повысить по модулю напряжение на сетке на одно деление регулятором 3. Переключить 5 в положение « $U_A$ » и регулятором 4 вернуть напряжение на аноде к  $U_{a_m}$ . Записать значение анодного тока.
- 4.5. Повторяя пункт 4 для различных  $U_{a_m}$ , снять зависимость  $I_a(U_c)$  при  $U_a={
  m const.}$  Данные занести в таблицу 1.

Таблица 1. Семейство анодно-сеточных характеристик

$U_{a_{01}}$	$U_c$ , B				
	$I_{a_1}$ , м $A$				
	$I_{a_2}$ , mA				
	$I_{a_3}$ , mA				
	$\langle I_a \rangle$ , м $A$				
$U_{a_{02}}$ и т. д.	$U_c$ , B				
	$I_{a_1}$ , мА				
	$I_{a_2}$ , mA				
	$I_{a_3}$ , мА				
	$\langle I_a \rangle$ , м $A$				

- 4.6. Зафиксировав напряжение на сетке регулятором 3, изменять напряжение на аноде регулятором 4 и снять зависимость  $I_a(U_a)$  при  $U_c={
  m const.}$
- 4.7. Повторить пункт 6 для различных напряжениях на сетке  $U_c={
  m const.}$  Результаты занести в таблицу 2.

Таблица 2. Семейство анодных характеристик триода

$U_{c_{01}}$	$U_a$ , B				
	$I_{a_1}$ , мА				
	$I_{a_2}$ , mA				
	$I_{a_3}$ , мА				
	$\langle I_a \rangle$ , м $A$				
$U_{c_{02}}$ ит.д.	$U_a$ , B				
	$I_{a_1}$ , мА				
	$I_{a_2}$ , мА				
	$I_{a_3}$ , мА				
	$\langle I_a \rangle$ , м $A$				

- 4.8. Построить графики анодно-сеточной и анодной характеристик на миллиметровой бумаге.
- 4.9. По экспериментально определенным анодно-сеточным характеристикам построить семейство анодных характеристик и сравнить с анодными характеристиками, полученными экспериментально.